

## Strep-tag II 标签蛋白纯化琼脂糖微球预装柱

### 1. 产品介绍

**Strep-tag II 标签蛋白纯化琼脂糖微球** 可用于从任何表达系统包括杆状病毒、哺乳动物细胞、酵母和细菌中纯化 Strep-tag II 和 Twin Strep-tag II 蛋白。Strep-tag II 是一个由 8 个氨基酸 (Trp-Ser-His-Pro-Gln-Phe-Glu-Lys) 构成的短序列, 对重组蛋白的影响可以忽略不计, 因此无需去除该 tag。Streptactin 是最稳定的蛋白之一, 其偶联至高度交联的 4% 琼脂糖微球上, 使得融合蛋白在生理条件下亲和纯化, 保证了蛋白质的生物活性。具体性能见表 1。**Strep-tag II 标签蛋白纯化琼脂糖微球** 具有较高的耐受性, 可以多次使用, 见表 2。

**Strep-tag II 标签蛋白纯化琼脂糖微球预装柱** 是一种中低压预装柱, 填充 Strep-tag II 标签蛋白纯化琼脂糖微球。预装柱具有标准接口, 可以适配商品化的各类中低压色谱系统, 如 ÄKTA 等, 方便客户操作。

表 1. Strep-tag II 标签蛋白纯化琼脂糖微球预装柱 产品性能

项目	性能
基质	高度交联的 4% 琼脂糖微球
配体	Streptactin
载量	3-5mg Twin Strep-tag II 蛋白/ml 介质
粒径	45-165µm
最大流速	300cm/h
储存缓冲液	含 20% 乙醇 1XPBS
储存温度	2 - 8°C

表 2. Strep-tag II 标签蛋白纯化琼脂糖微球预装柱 耐受性

试剂	浓度
Reduction Agents	
DTT	50 mM
β-mercaptoethanol	50 mM
Non-Ionic Detergents	
C <sub>8</sub> E <sub>4</sub> ; Octyltetraoxyethylene	Max.0.88%
C <sub>10</sub> E <sub>5</sub> ; Decylpentaoxyethylene	0.12%
C <sub>10</sub> E <sub>6</sub>	0.03%
C <sub>12</sub> E <sub>8</sub>	0.005%
C <sub>12</sub> E <sub>9</sub> ; Dodecyl nonaaxyethylene (Thesit)	0.023%
DM; Decyl-β-D-maltoside	0.35%
LM; N-dodecyl β-D-maltoside	0.007%
NG; N-nonyl-β-D-glucopyranoside	0.2%
OG; N-octyl-β-D-glucopyranoside	2.34%
TX; Triton X-100	2%
Tween 20	2%
Ionic Detergents	
N-lauryl-sarcosine	2%
8-HESO; N-octyl-2-hydroxy-ethylsulfoxide	1.32%
SDS; Sodium-N-dodecyl sulfate	0.1%
Zwitter-Ionic Detergents	
CHAPS	0.1%
DDAO; N-decyl-N,N-dimethylamine-N-oxide	0.034%
LDAO; N-dodecyl-N,N-dimethylamine-N-oxide	0.13%

## 其它

Ammonium sulfate (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	2M
CaCl <sub>2</sub>	Max.1M
Ethanol	10%
EDTA	50mM
Guanidine	Max.1M
Glycerol	Max.25%
Imidazole	Max.250mM
MgCl <sub>2</sub>	1M
NaCl	5M
Urea	Max.1M

## 2. 纯化流程

### 2.1 缓冲液的准备

所用水和缓冲液在使用之前建议用 0.22μm 或 0.45μm 滤膜过滤。

**平衡/洗杂液:** 100 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, pH8.0

或 PBS: 20 mM sodium phosphate, 280 mM NaCl, 6 mM potassium chloride, pH7.4

**洗脱液:** 平衡液中加入 2.5 mM 脱硫生物素或 D-生物素

**再生液:** 1M NaOH 或平衡液中加入 1mM HABA

**注:** D-生物素与 Streptactin 结合非常紧密, 高浓度氢氧化钠清洗后载量只能达到初始载量的 50% 左右。

### 2.2 样品准备

样品在上样前建议离心或用 0.22μm 或 0.45μm 滤膜过滤, 减少杂质, 提高蛋白纯化效率和防止堵塞柱子。

### 2.3 样品纯化

**Strep-tag II 标签蛋白纯化琼脂糖微球预装柱** 是一种用于 Strep-tag II 和 Twin Strep-tag II 标签蛋白的亲合预装柱产品, 可以用各种常规的中低压色谱系统, 以 ÄKTA 仪器使用为例介绍 **Strep-tag II 标签蛋白纯化琼脂糖微球预装柱** 使用方法。

1) 将泵管道中注满去离子水。去掉上塞子, 将层析柱连接至色谱系统中。再折断下口, 将预装柱接到色谱系统中, 并旋紧。

2) 用 3-5 倍柱体积的去离子水冲洗出存储缓冲液。

3) 使用至少 5 倍柱床体积的平衡液平衡色谱柱。5 ml 预装柱推荐流速为 3 ml/min。

4) 利用泵或样品环上样。

**注:** 样品的粘度增加使得即使上样体积很少, 也会导致层析柱很大的反压。上样量不要超过柱子的结合能力。大量的样品体积也可能造成很大的反压, 使得进样器更难使用。

5) 用洗杂液冲洗柱子, 直到紫外吸收达到一个稳定的基线 (一般至少 10-15 个柱体积)。

6) 用 5-10 倍柱体积洗脱液洗脱。

7) 依次使用 3 倍柱体积的平衡液和 5 倍柱体积的去离子水平衡填料, 最后再用 5 倍柱体积的 20% 的乙醇平衡, 然后保存在 20% 的乙醇中, 置于 2-8°C, 防止填料被细菌污染。

### 2.4 SDS-PAGE 检测

将使用纯化产品得到的样品 (包括流出组分、洗杂组分和洗脱组分) 以及原始样品使用 SDS-PAGE 检测纯化效果。

## 3. 填料再生和清洗

**再生:** 洗脱液为脱硫生物素时, 用 5 倍柱体积 (CV) 的去离子水清洗, 用 15 倍柱体积的含 1mM HABA 的平衡液再生, 然后用 30 倍柱体积的平衡液清洗。脱硫生物素被黄色溶液 HABA 取代, 后者一旦与 Streptactin 复合即变为红色。HABA 随后被平衡液除去, 柱子可被重新使用。

洗脱液为 D-生物素时, 用 5 倍柱体积 (CV) 的去离子水清洗, 用 15 倍柱体积的 1M NaOH 再生, 然后用 30 倍柱体积的平衡液清洗。

**注:** D-生物素与 Streptactin 结合非常紧密, 高浓度氢氧化钠清洗后载量只能达到初始载量的 50%。

**保存:** 填料再生清洗后保存在等体积的保护液中, 置于 2-8°C 保存, 防止填料被细菌污染。

本产品仅用于生命科学研究, 不得用于医学诊断及其它用途!