

Forchlorfenuron (CPPU) 氯吡苯脲 (吡效隆)

产品编号	产品名称	包装规格
NBS6729-5g	Forchlorfenuron (CPPU) 氯吡苯脲 (吡效隆)	5g
NBS6729-25g	Forchlorfenuron (CPPU) 氯吡苯脲 (吡效隆)	25g

产品简介:

氯吡苯脲 (Forchlorfenuron, CPPU), 又称为吡效隆, 调吡脲, 是一种合成的细胞分裂素和植物生长调节剂, 参与叶绿素合成, 细胞分化和细胞扩张, 有利于强化座果和加速果实膨胀。调控碳水化合物的分配。延迟衰老。CPPU 还是一种强效的隔膜聚合诱导剂, 改变隔膜架构, 但对肌动蛋白或微管蛋白无影响。

产品特性:

- 1) 同义名: 1-(2-Chloropyridin-4-yl)-3-phenylurea; N-(2-Chloro-4-pyridyl)-N'-phenylurea; CPPU; 4-CPPU; KT-30; 1-(2-氯-4-吡啶基)-3-苯基脲; N-(2-氯-4-吡啶基)-N'-苯基脲; 氯吡脲; 吡效隆; 调吡脲; 吡效隆醇;
- 2) CAS NO: 68157-60-8
- 3) 分子式: C₁₂H₁₀CIN₃O
- 4) 分子量: 247.68
- 5) 纯度: >98%
- 6) 外观: 白色或淡黄色结晶粉末
- 7) 溶解性: 溶于丙酮 (50mg/ml)、DMSO (30mg/ml)

保存条件:

2-8°C干燥保存, 至少2年有效。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究, 不得用于医学诊断及其他用途!

相关产品:

产品编号	产品名称	包装规格
<u>NBS1298-100mg</u>	<u>(+)-Abscisic Acid (ABA) (+)-脱落酸</u>	100mg
<u>NBS6716-100g</u>	<u>Mepiquat Chloride 缩节胺 (助壮素)</u>	100g
<u>NBS6728-25g</u>	<u>Daminozide (B-Nine) 丁酰肼 (比久)</u>	25g
<u>NBS6729-5g</u>	<u>Forchlorfenuron (CPPU) 氯吡苯脲 (吡效隆)</u>	5g
<u>NBS6730-25g</u>	<u>Chlormequat Chloride 矮壮素</u>	25g
<u>NBS6731-50g</u>	<u>Ethephon 乙烯利</u>	50g
<u>NBS6732-5g</u>	<u>Uniconazole 烯效唑</u>	5g
<u>NBS6733-100mg</u>	<u>Flurprimidol 呋啉醇 (氟啉醇)</u>	100mg
<u>NBS6734-100mg</u>	<u>Paclobutrazol 多效唑</u>	100mg