

## Digalacturonic acid

产品编号	产品名称	包装规格
NBS8052-5mg	Digalacturonic acid	5mg
NBS8052-10mg	Digalacturonic acid	10mg

### 产品简介:

Digalacturonic acid, 果胶或果胶酸的代谢产物, 可用于蛋白酶 K 等酶的共结晶。

### 产品特性:

- 1) CAS NO.: 5894-59-7
- 2) 分子式: C<sub>12</sub>H<sub>18</sub>O<sub>13</sub>
- 3) 分子量: 370.26

### 保存条件:

粉末-25°C保存, 有效期 3 年;  
溶于溶剂, -80°C保存, 有效期 2 年。

### 注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究, 不得用于医学诊断及其他用途!