

迷你猪血清 Miniature Pig Serum

产品编号	产品名称	包装规格
NBS0975-50ml	迷你猪血清	50ml

产品简介:

迷你猪是成年体重 30–50kg 的小型猪模型, 在转化医学中具有独特价值。其心血管系统、代谢特征、器官大小与人类高度相似, 广泛用于肥胖、糖尿病、非酒精性脂肪肝等代谢性疾病研究, 以及药物毒理学评价和外科手术训练。在异种器官移植领域, 迷你猪是肾脏、心脏等器官来源的重要探索对象, 为缓解供体短缺提供可能。

迷你猪血清是采用健康迷你猪血液为原料加工而成, 经无菌采集、分离、微孔过滤分装而成。

保存条件:

-20℃保存 (五年有效)

产品使用:

根据实验需求使用。

注意事项:

1. 建议分装保存, 以防反复冻融导致沉淀生成。若出现沉淀, 可在无菌条件下以 3500rpm 离心 10min 去除。
2. 所有操作应在无菌条件下进行, 防止微生物污染影响实验结果。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

产品编号	产品名称	产品编号	产品名称
<u>NBS0973</u>	<u>鱼血清</u>	<u>NBS0985</u>	<u>豚鼠血清</u>
<u>NBS0974</u>	<u>猫血清</u>	<u>NBS0986</u>	<u>鸡血清</u>
<u>NBS0975</u>	<u>迷你猪血清</u>	<u>NBS0987</u>	<u>大牛血清</u>
<u>NBS0976</u>	<u>巴马香猪血清</u>	<u>NBS0988</u>	<u>小牛血清</u>
<u>NBS0977</u>	<u>驴血清</u>	<u>NBS0989</u>	<u>狗血清</u>
<u>NBS0978</u>	<u>恒河猴血清</u>	<u>NBS0990</u>	<u>山羊血清</u>
<u>NBS0979</u>	<u>比格犬血清</u>	<u>NBS0991</u>	<u>绵羊血清</u>
<u>NBS0980</u>	<u>鸭血清</u>	<u>NBS0992</u>	<u>马血清</u>
<u>NBS0981</u>	<u>普通大鼠血清</u>	<u>NBS0993</u>	<u>猪血清</u>
<u>NBS0982</u>	<u>新西兰兔血清</u>	<u>NBS0994</u>	<u>兔血清</u>
<u>NBS0983</u>	<u>新生牛血清</u>	<u>NBS0995</u>	<u>小鼠血清</u>
<u>NBS0984</u>	<u>食蟹猴血清</u>	<u>NBS0996</u>	<u>SD 大鼠血清</u>

本产品仅用于生命科学研究，不得用于医学诊断及其他用途！