

PH 校准缓冲液, pH6.86

产品编号	产品名称	包装规格
NBS0043-250ml	PH 校准缓冲液, pH6.86	250ml

产品简介:

pH 标准溶液的 pH 值是已知的, 并达到规定的准确度, 其 pH 值有良好的复现性和稳定性, 具有较大的缓冲容量, 较小的稀释值和较小的温度系数, 该 pH 标准缓冲溶液常用于酸度计的定位和斜率校准, 其准确度范围在 ± 0.01 pH; pH 标准缓冲溶液(pH=6.86)是特指在 25°C 下, pH=6.86。该试剂仅用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。

保存条件:

室温保存, 2 年有效。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究, 不得用于医学诊断及其他用途!

相关产品:

产品编号	产品名称	包装规格
<u>NBS0042-250ml</u>	<u>PH 校准缓冲液, pH4.00</u>	250ml
<u>NBS0043-250ml</u>	<u>PH 校准缓冲液, pH6.86</u>	250ml
<u>NBS0044-250ml</u>	<u>PH 校准缓冲液, pH7.00</u>	250ml
<u>NBS0045-250ml</u>	<u>PH 校准缓冲液, pH9.18</u>	250ml
<u>NBS0046-250ml</u>	<u>PH 校准缓冲液, pH10.01</u>	250ml