

浅蓝菌素 Cerulenin > 98%

产品编号	产品名称	包装规格
NBS0077-1mg	浅蓝菌素 Cerulenin > 98%	1mg
NBS0077-5mg	浅蓝菌素 Cerulenin > 98%	5mg
NBS0077-10mg	浅蓝菌素 Cerulenin > 98%	10mg

产品简介:

浅蓝菌素是广泛使用的天然脂肪酸合成酶抑制剂。它是由真菌 *Cephalosporium caeruleus* 产生的。它抑制拓扑异构酶 I 催化活性并增强 SN-38 诱导的细胞凋亡。它具有抗真菌和抗肿瘤活性。

产品特性:

- 1) CAS No.: 17397-89-6
- 2) 分子式: C₁₂H₁₇NO₃
- 3) 分子量: 223.27
- 4) 密度: 1.134 g/cm³
- 5) 纯度: > 98%
- 6) 溶解度: Ethanol: Soluble; DMSO: 90 mg/mL (403.1 mM)

保存条件:

-20°C保存, 3年有效。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究, 不得用于医学诊断及其他用途!