

脱氧胆酸钠 Sodium deoxycholate ≥98%

产品编号	产品名称	包装规格
NBS0080-25g	脱氧胆酸钠 Sodium deoxycholate ≥98%	25g
NBS0080-100g	脱氧胆酸钠 Sodium deoxycholate ≥98%	100g

产品简介:

脱氧胆酸钠 (Sodiumdeoxycholate) 是一种水溶性, 胆酸类的阴离子去垢剂, 能够有效破坏许多蛋白间的相互作用, 普遍用于蛋白相关的实验。常用作细胞裂解液 (如 RIPA) 的组分之一。用于脂质体制备, 膜蛋白和脂质化合物提取, 细胞核分离, 代替脑磷脂做胆固醇絮状试验以及亲和层析中用来洗脱或再生柱子。还是一种细胞培养基添加剂。另外, 它可以增加脂肪的溶解, 以促进其在肠中的吸收。

产品特性:

- 1) 别名: 3 α ,12 α -二羟-5 β -胆烷酸钠盐; 去氧胆酸钠盐
- 2) CAS: 302-95-4
- 3) 分子式: C₂₄H₃₉O₄Na
- 4) 分子量: 414.56
- 5) 纯度: ≥98%
- 6) 外观: 白色粉末
- 7) 溶解性: 100mg/ml in Water

保存条件:

常温保存, 2 年有效。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究, 不得用于医学诊断及其它用途!