

D(+)-五水棉子糖 > 99%

产品编号	产品名称	包装规格
NBS0084-10g	D(+)-五水棉子糖 > 99%	10g
NBS0084-50g	D(+)-五水棉子糖 > 99%	50g
NBS0084-250g	D(+)-五水棉子糖 > 99%	250g

产品简介:

D(+)-五水棉子糖是由棉子饼磨粉水解或甜菜糖蜜制得的一种三糖。溶于水，溶于吡啶，微溶于醇，极微溶于乙醇。用于肠道菌鉴别、医药、微生物培养基等。

产品特性:

- 1) 别名: Melitose; Melitriose; O- α -D-Galactopyranosyl-(1-6)- α -D-glucopyranosyl; β -D-fructofuranoside; D-棉子糖; 蜜三糖五水; Raffinose pentahydrate
- 2) CAS : 17629-30-0
- 3) 分子式: C₁₈H₄₂O₂₁
- 4) 分子量: 594.52
- 5) 密度: 1.465
- 6) 纯度: > 99%

保存条件:

常温保存, 2 年有效。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究, 不得用于医学诊断及其他用途!