

糖醇素 glyco-diosgenin (GDN)

产品编号	产品名称	包装规格
NBS0086-10mg	糖醇素 glyco-diosgenin (GDN)	10mg
NBS0086-25mg	糖醇素 glyco-diosgenin (GDN)	25mg
NBS0086-100mg	糖醇素 glyco-diosgenin (GDN)	100mg

产品简介:

Glyco-diosgenin 是一种两亲性物质的甾体洗涤剂, 广泛用于膜蛋白的提取、增溶、纯化和 Cryo-EM 冷冻电镜, 具有较低的临界胶束浓度。

产品特性:

- 1) 英文名称: Glyco-diosgenin (GDN)
- 2) CAS 号: 1402423-29-3
- 3) 分子式: C₅₆H₉₂O₂₅
- 4) 分子量: 1165.31
- 5) 纯度: ≥98%
- 6) 外观: 白色固体
- 7) 溶解度: DMSO: 80 mg/mL (68.65 mM)

保存条件:

2-8°C避光保存, 2 年有效。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究, 不得用于医学诊断及其他用途!